

OGAWA Cosmos-X 2.0 handleiding

Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave 1
2. Voordat de massagestoel in gebruik wordt genomen 2
 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 2
 2. Voordat u de massagestoel gebruikt 2
 3. Verboden bij of in de buurt van de massagestoel 4
 4. Voor gebruik van de massagestoel 7
 5. Aardingsinstructies 8
3. Installatie van de massagestoel 9
 1. Hoe de stoel te verplaatsen 10
4. Voor ingebruikname 12
5. De opbouw van de massagestoel 15
6. Structuur van de massagestoel 16
7. Gebruiksaanwijzing 17
 1. Let op het volgende bij gebruik van het product 17
 2. Startscherm 18
 3. Persoonlijke instellingen 19
 4. Gezondheidstracker 21
 5. Automatische massage 23
 6. Gebruikersdefinieerde massage 28
 7. Handmatige massage 28
8. Instructies na gebruik 30
9. Schoonmaak en onderhoud 31
 1. Reiniging van synthetisch leer 31
 2. Reiniging van kunststof onderdelen 32
10. Vragen en antwoorden 33
11. Probleemoplossing 36
12. Specificaties 38

Laat me weten welke sectie je hierna vertaald wilt hebben!

Voordat de massagestoel in gebruik wordt genomen

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies moeten nauwkeurig worden opgevolgd om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

De instructies zijn onderverdeeld naar ernst van mogelijke letsels of schade door onjuist gebruik.

Waarschuwing: Handelingen die ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken.

Voorzichtig: Handelingen die lichte verwondingen of schade aan eigendommen kunnen veroorzaken.

Let op de symbolen die bij veiligheidsinstructies worden weergegeven:

- **Verboden handelingen**
 - **Uit te voeren handelingen**
-

2. Voordat u de massagestoel gebruikt

Waarschuwing

Raadpleeg een arts als u onder behandeling bent of last heeft van een van de volgende aandoeningen:

1. Pacemaker of ander elektronisch medisch implantaat dat gevoelig is voor storing.
2. Kwaadaardige tumoren.
3. Hartziekten.
4. Onvermogen om temperatuurveranderingen te herkennen.
5. Zwangerschap of recent bevallen zijn.

Als deze waarschuwingen worden genegeerd, kunnen ongelukken of lichamelijk ongemak optreden.

- Voelt u zich onwel tijdens of na gebruik? Stop direct en raadpleeg een arts.

Let op:

- Controleer vóór het gebruik of er geen personen of dieren dicht bij of onder de stoel zijn.
- Verwijder vreemde objecten tussen het rugkussen en de achterkant van de stoel.
- Controleer de bewegende onderdelen van de massagewielen en vervang beschadigde stoffen.

Gebruik de stoel niet langer dan 30 minuten per sessie. Masseer één plek niet langer dan 5 minuten.

Schakel de stoel na gebruik uit door de schakelaar op "O" te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.

Stroomvoorziening:

Gebruik de stoel alleen op 220-240V~, 50-60Hz stroom. Gebruik geen transformator zonder toestemming.

- Zorg dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Verwijder stof en vuil om oververhitting te voorkomen.

3. Verboden bij of in de buurt van de massagestoel

Waarschuwing

- Plaats geen kussen tussen de rugleuning en het rugdeksel. Dit kan defecten veroorzaken.
- Houd de stoel altijd vast aan het frame tijdens het verplaatsen.

Personen die het product niet mogen gebruiken:

- Mensen met trombose, aneurysma, ernstige huidontstekingen of infecties.
- Mensen met rugklachten, hernia of heupproblemen.

Andere voorzorgsmaatregelen:

- Steek geen ledematen in de bewegende delen van de stoel.
- Laat kinderen niet op de stoel spelen of erop klimmen.
- Vermijd massage van de nek met te veel kracht of op de voorkant van de nek.
- Beschadig de stroomkabel of stekker niet. Vermijd knikken, draaien of overbelasting.

Gebruik de verwarmingsfuncties niet te lang om brandwonden te voorkomen, zelfs niet bij lage temperaturen.

Laat geen scherpe voorwerpen in de stoel liggen, omdat deze de airbags kunnen beschadigen.

Gebruikstips:

- Vermijd het verplaatsen van de stoel tijdens gebruik of wanneer er iemand op zit.
- Gebruik de afstandsbediening niet op de stoel zelf, maar plaats deze in de houder.
- Plaats de stoel niet in natte ruimtes of badkamers. Watercontact kan kortsluiting veroorzaken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de stoel reinigt of onderhoudt.

Belangrijk:

- Haal de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Voer geen onofficiële reparaties of modificaties uit. Dit kan brand of letsel veroorzaken.

4. Voordat u de massagestoel in gebruik neemt

- Controleer of er geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn tussen de bewegende delen van de stoel.
(Controleer rugdeksel, rugleuning, zitoppervlak, onderbeen-/voetmassagegedeelte en binnenzijde van het rugkussen.)
- Gebruik de massagestoel niet terwijl u harde decoratieve items zoals een haarspeld draagt.
- Haal harde voorwerpen (zoals een telefoon of sleutels) uit uw broekzakken en verwijder sieraden zoals horloges, ringen en armbanden voordat u hand- of armmassage gebruikt.
(Anders kunnen verwondingen optreden.)
- Zorg ervoor dat de massagewielen in de teruggetrokken positie staan voordat u gaat zitten.
- Stop de stoel volledig voordat u deze verlaat tijdens een massagesessie.
(Anders kunnen verwondingen optreden.)
- Trek de stekker nooit uit door aan het snoer te trekken, maar houd de stekker vast.
(Anders kan elektrische schok of kortsluiting ontstaan.)
- Zorg ervoor dat het onderbeen-/voetmassagegedeelte in de oorspronkelijke positie staat voordat u de stoel verplaatst.
(Anders kunnen verwondingen optreden.)
- Plaats een mat onder de wielen van de stoel tijdens het verplaatsen om schade aan de vloer te voorkomen.
- Houd kinderen uit de buurt van de schroeven van de afstandsbedieningshouder.
(Kinderen kunnen de schroeven inslikken of ongelukken veroorzaken.)
- Verwijder obstakels rond de stoel voordat u deze verplaatst met de ingebouwde wielen.
(Til het onderbeen-/voetmassagegedeelte iets op en beweeg de stoel langzaam.)
- Zorg ervoor dat de stoel horizontaal geplaatst wordt tijdens gebruik.
(Anders kan de stoel kantelen en ongelukken veroorzaken.)
- Stop met het gebruik van de stoel en raadpleeg een arts als er huidproblemen zoals ontsteking, jeuk of zwelling optreden.
- Lees de handleiding opnieuw door en controleer de functionaliteit van de stoel als deze lange tijd niet is gebruikt.

5. Aardingsinstructies

Om het risico op elektrische schokken door een storing te verminderen, moet de stoel geaard worden.

- De stoel heeft een stroomkabel met een aardingsdraad en een geaarde stekker. Deze moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos die volgens lokale regelgeving correct is geïnstalleerd.

Waarschuwing

- Als de aardleiding niet goed is aangesloten, kan een elektrische schok optreden. Laat de aarding controleren door een professionele elektricien.
- Als de stekker niet in uw contactdoos past, laat dan een geschikte contactdoos installeren door een elektricien.
- Mogelijk is een adapter van Schuko naar lokale aardingsnorm nodig.
- Gebruik de stoel niet met een multistekkerdoos en vervang een beschadigde stekker of kabel alleen via een erkend servicepunt.


Let op bij gebruik:

1. Kinderen vanaf 8 jaar mogen de stoel alleen gebruiken onder toezicht en begeleiding.
2. Kinderen mogen niet spelen met de stoel.
3. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn vanwege de verwarmde oppervlakken.
4. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Installatie van de massagestoel

1. Voor gebruik (installatiepositie)


- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de stoel is, zodat deze kan kantelen.
- Stel de stoel niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
(Dit kan ervoor zorgen dat het synthetische leer vervaagt of hard wordt.)
- Plaats een mat onder de stoel om schade te voorkomen.
(De mat moet het oppervlak bedekken waar de stoel en de voetsteun contact maken met de vloer. Minimale afmetingen: 200 cm x 90 cm.)
- Installeer de stoel dicht bij een stopcontact.



2. Hoe verplaats je de massagestoel

Methode 1: Handmatig tillen

- Houd de stoel vast aan beide onderste zijkanten van het zitframe voordat je hem optilt en verplaatst.
- Til de stoel op bij het zitframe om krassen op de vloer te voorkomen.



Belangrijk!

- Plaats je handen niet op de rand van de kanalen om beschadiging van het zijpaneel te voorkomen.
- **Gewicht van het product:** ongeveer 76,4 kg.

Waarschuwing:


- Door het zware gewicht van de stoel is voorzichtigheid geboden om rugbelasting te voorkomen.
(Verplaats de stoel altijd met minimaal twee personen.)
- Plaats de stoel langzaam op de grond en zorg ervoor dat je voeten niet in de weg zitten.
- Laat de poten van de stoel niet plotseling los voordat deze volledig plat op de grond staat.
(Een plotselinge val kan de voetsteun terugbrengen naar de oorspronkelijke positie, wat schade aan de vloer kan veroorzaken.)

Tips:

- Gebruik een mat om de vloer te beschermen tegen beschadiging.
- Trek of duw de stoel niet als deze niet volledig is geïnstalleerd.
- Vermijd het vasthouden aan zijpanelen of plastic onderdelen aan de buitenkant van het zitframe tijdens het verplaatsen.
(Dit kan leiden tot schade aan het product of letsel.)
- Gebruik de achterwielen alleen op een beschermende ondergrond zoals een mat, om krassen op de vloer te voorkomen.
- Verplaats de stoel nooit tijdens gebruik.
- Schakel de stoel volledig uit en zorg ervoor dat de rugleuning en voetsteun volledig zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke positie voordat je de stoel verplaatst.

Methode 2: Verplaatsen met de ingebouwde wielen

- Plaats een mat onder de stoel tijdens het verplaatsen om de vloer te beschermen tegen beschadigingen.
- Druk op de aan/uit-knop om de rugleuning en stoel terug te brengen naar hun oorspronkelijke positie.
- Zet de schakelaar op "O" en haal de stekker uit het stopcontact.
- Kantel de stoel naar achteren en zet deze in een hoek van maximaal 45 graden. Gebruik de wielen om de stoel te verplaatsen.



Let op:

- Houd het bewegingsbereik tijdens het kantelen gematigd om schade aan de stoelkap te voorkomen.
- Deze methode is niet geschikt voor gebruik op houten vloeren, omdat er mogelijk krassen achterblijven.

Voor ingebruikname

1. Controleer de ruimte rond de massagestoel


Zorg ervoor dat er geen mensen, huisdieren of andere objecten dicht bij de massagestoel staan.

2. Controleer op vreemde voorwerpen rond de stoel

- Duw de voetsteun met de hand naar voren om te controleren op vreemde voorwerpen in het gebied.

Waarschuwing:

- Steek geen handen, vingers, voeten of hoofd in de naden tussen de voetsteun, het zitoppervlak of de armleuningen.
- Controleer voordat u gaat zitten of er geen vreemde voorwerpen tussen de onderdelen van de stoel aanwezig zijn.
- Plaats geen handen, armen of hoofd tussen de rugleuning en het achterdeksel.
- Laat geen huisdieren op de massagestoel zitten (zoals op het achterdeksel, de rugleuning of de armleuningen).



3. Controleer het netsnoer en de stekker

Waarschuwing:

- Verwijder regelmatig stof of vuil van de stekker om brand te voorkomen die wordt veroorzaakt door slechte isolatie door vocht. *(Reinig de stekker met een droge doek.)*
- Beschadig het netsnoer of de stekker niet. Vermijd knikken, draaien, verlengen, pletten of plaatsen in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik het netsnoer niet om zware voorwerpen aan te bevestigen.

Een beschadigd netsnoer of stekker kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand.

Neem contact op met de winkel waar u de stoel hebt gekocht of met een erkend servicecentrum voor reparatie.

Let op:

- Vermijd verstrikt raken in het netsnoer.
- Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.

4. Schakel de massagestoel in

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de schakelaar op de "I"-positie.

Waarschuwing:

- Zorg dat de stekker volledig in het stopcontact zit. *(Onvolledig aangesloten stekkers kunnen elektrische schokken of brand door oververhitting veroorzaken.)*
- Gebruik een stroomvoorziening van 220-240V~, 50/60Hz.
(Gebruik geen transformator of buitenlandse stroomvoorziening zonder toestemming.)
- Trek de stekker nooit uit en steek deze niet in met natte handen. *(Dit kan elektrische schokken veroorzaken.)*

5. Controleer of de massagewielen in de opbergpositie staan


Als de massagewielen niet in de opbergpositie staan, druk dan op de "aan/uit"-knop om ze terug te brengen naar de oorspronkelijke positie.

6. Controleer of de bekleding niet beschadigd of gescheurd is


Controleer of het materiaal van de stoel geen scheuren of beschadigingen vertoont.



De opbouw van de massagestoel



De structuur van de massagestoel:



Gebruiksaanwijzing

1. Let op het volgende bij gebruik van het product:


1. Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar aan de onderkant van de rugleuning van de massagestoel op de stand "I".



2. Druk op de knop in de rechterbovenhoek van de handmatige tablet-controller om het apparaat in te schakelen. Op dit moment kunt u functies selecteren en bedienen.
3. Wanneer de massage is voltooid, drukt u op de aan/uit-knop om de massagefunctie van de hele stoel uit te schakelen. Op dat moment keren de massagewielen, het onderbeen- en rugleuninggedeelte terug naar de uitgangspositie.
 - o Zet de schakelaar aan de onderkant van de rugleuning op "0" en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Startpagina

1 Personal Center




2 Health Tracker


(Instructies over de startpagina volgen in deze sectie, deze wordt vaak verder uitgewerkt in andere delen van de handleiding.)

3. Persoonlijk centrum

1. Klik op de knop op de startpagina om naar de instellingen van het persoonlijke centrum te gaan. Na invoer verschijnt het loginvenster, en moet u inloggen op uw account.
 - o Als u nog geen account heeft, klik dan in de rechteronderhoek om direct een messageaccount te registreren.




The image shows a 'Login' screen with a dark background. At the top left is a back arrow, and at the top right is the text 'Switching network'. The main content area is a light blue rounded rectangle containing two input fields: 'Please enter an email' with an envelope icon and 'Please enter the password' with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field is a link 'Forgot password?'. Underneath is a radio button followed by the text 'Agree User license And License Agreement'. A blue 'Login' button is centered below. At the bottom left is the text 'Visitor Mode Entry' and at the bottom right is 'No account, Register'.



The image shows a 'Register' screen with a dark background. The main content area is a light blue rounded rectangle containing three input fields: 'Please enter an email' with an envelope icon, 'Please enter the verification code' with a document icon and a blue 'Obtain verification code' button, and 'Please enter the password' with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field is a radio button followed by the text 'Agree User license And License Agreement'. A blue 'Register' button is centered below. At the bottom right is the text 'Existing account, Log in now'.


2. Voor het aanpassen van instellingen:

- Klik op **Instellingen** om internet-, Bluetooth-, taal-, wachtwoord- en versie- of apparaatinstellingen te wijzigen.



3. Klik op de functietoetsen om instellingen te wijzigen

- Pas instellingen aan zoals:
 - Geluid van de knoppen,
 - Tijd voordat het scherm uitschakelt,
 - Helderheidsinstellingen.






4. Gezondheidstracker

1. **Startpagina:** Klik op de **Tracker** om een volledige lichaamspijn-detectiemassage te starten.
2. Controleer of u accessoires zoals horloges, armbanden of ringen draagt.
 - Verwijder deze tijdig om verwondingen tijdens het massageproces te voorkomen.

Opmerking: Plaats uw handen natuurlijk op de sensoren op de linker- en rechterarmleuningen. Zorg voor een correcte houding om de testresultaten niet te beïnvloeden.


3. Tijdens deze fase voert de stoel een detectie van het lichaam uit, die ongeveer 1 minuut duurt.
Na voltooiing gaat de stoel automatisch verder naar de volgende stap.






4. Na de pijnsensortest wordt het resultaat weergegeven. De massage kan vervolgens gericht worden gestart op basis van deze resultaten.

Opmerking: Als u geen actie onderneemt, wordt na 10 seconden automatisch de massage-statuspagina geopend.



5. Automatische massage

Vanaf de **startpagina**: Klik op het **automatische massageprogramma** om naar het instellingenmenu te gaan.



1. Ontspanningsprogramma's:

- Yoga-stretch, Thaise stretch, Japanse stretch.

2. Ontspannende programma's:

- Herstel na inspanning, qi- en bloedcirculatie, algemene ontspanning.

3. Therapieprogramma's:



- Schrapen en ontgiften, diepe massage, nachtrustmassage.

4. Gezondheidsprogramma's:

- Wervelkolomzorg, verlichting van schouder- en nekspanning, verlichting van lage rug- en heupproblemen.

5. Klik op knop 5 om terug te keren naar de startpagina.


- Kies een massageprogramma om naar de specifieke instellingenpagina te gaan.




Vorbereitung en massagefuncties

1. Controleer of u accessoires zoals horloges, armbanden of ringen draagt.
 - Verwijder deze om verwondingen tijdens het massageproces te voorkomen.

Opmerking: Zorg voor een correcte lichaamshouding tijdens de test om de resultaten niet te beïnvloeden.



De stoel voert een detectie van het lichaam uit. Dit proces duurt ongeveer 1 minuut en gaat daarna automatisch verder naar de volgende stap.




- Zodra de registratie van de lichaamsvorm is voltooid, kunt u de schouderpositie aanpassen:
 - Klik op **1** of **2** om de schouderpositie fijn af te stellen.
 - Klik op **3** om de massage te bevestigen.

Opmerking: Als u geen actie onderneemt, gaat de stoel automatisch naar de massage-statuspagina na 10 seconden.

Wanneer de schoudertest is voltooid, wordt u doorgestuurd naar de massage-statuspagina.

Functies tijdens de massage



1. Pauzeren


- Klik op de knop om de massage te pauzeren en klik opnieuw om deze te hervatten.

2. Intensiteit

- Gebruik de schuifknop om de massage-intensiteit aan te passen.
- De intensiteit is verdeeld over 6 niveaus.


3. Zitpositie aanpassen

- Klik op de knop om naar de pagina voor zitpositie-aanpassing te gaan.
- Pas de zitpositie aan zoals weergegeven in de afbeelding.



4. Verwarming

- Klik op de knop om een verwarmingsgebied te selecteren en tegelijkertijd de vibratiefunctie van het zitvlak in te schakelen.



5. Voetroller

- Klik op de knop om de voetrollermassage te starten en klik opnieuw om deze uit te schakelen.

6. Schouderregistratie

- Klik op de knop om de schouderdetectie opnieuw uit te voeren.

7. Massagetijd

- Klik op de knop om de massagetijd te selecteren.

6. Gebruikersgedefinieerde massage

1. Klik op **Gebruikersgedefinieerde massage** om gebieden zoals nek, schouders, rug, heupen, handen en benen te selecteren.
 - U kunt een enkel massagegebied of een combinatie van gebieden kiezen.
 - Klik op de startknop om de massage te starten



Funcities:

1. **Herhalen**
 - Klik op deze knop om de massage in het geselecteerde gebied te herhalen.
 - Klik opnieuw om de herhaalfunctie te annuleren.
2. **Overslaan**
 - Klik op deze knop om de massage in het huidige gebied over te slaan en door te gaan naar het volgende massagegebied.
3. **Airbaginstelling**
 - Klik op deze knop om de positie van de airbagmassage aan te passen.

7. Handmatige massage



1. Airbaginstelling

- Klik op deze knop om de airbag-instellingen te openen.
- Kies de positie voor de airbagmassage en selecteer automatische massage indien gewenst.
- Klik opnieuw om het pop-upvenster te sluiten.

2. Techniekinstelling

- Klik op deze knop om de massagetechniek te selecteren die bij u past.



3. Massageruimte

- Klik op de knop om het massagegebied te kiezen: een specifiek punt, een interval, of de volledige rug.


4. Massagewielen

Klik op de knop om de beweging van de massagewielen omhoog en omlaag of de breedte aan te passen.

Instructies na de massage

1. Zet het voetmassagegedeelte terug naar de oorspronkelijke positie

- Zorg ervoor dat uw benen niet in de buurt van het voetmassagegedeelte zijn na gebruik.



Waarschuwing:

- Kinderen mogen de stoel niet gebruiken of erop spelen.
- Laat kinderen of huisdieren niet op de stoel klimmen of ermee spelen (bijvoorbeeld op de voetsteun, het zitvlak, de rugleuning of de armleuningen).
(Dit kan leiden tot ongelukken of schade.)

2. Hoe het beenmassagegedeelte terug te trekken

- Controleer of er geen objecten in het beenmassagegedeelte zitten.
- Haal uw benen langzaam uit het beenmassagegedeelte.
- Gebruik de knop op de controller om het beenmassagegedeelte terug te zetten naar de oorspronkelijke positie.

3. Schakel de stroom uit

1. Zet de stroom uit.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

1. Reiniging van synthetisch leer


- Veeg het synthetische leer schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen chemische middelen zoals thinner, benzine of alcohol om de massagestoel te reinigen.

Belangrijk:

- Volg de instructies wanneer u een leerreinigingsproduct gebruikt dat in winkels verkrijgbaar is.
- Als het synthetische leer erg vuil is, gebruik dan de volgende methode:
 1. Dompel een zachte doek in water of warm water met 3%-5% neutraal reinigingsmiddel en wring deze uit.
 2. Veeg het oppervlak van het synthetische leer af met de vochtige doek.
 3. Verwijder het reinigingsmiddel met een doek die in schoon water is gedoopt en goed is uitgewrongen.
 4. Droog na met een zachte, goed uitgewrongen doek.
 5. Laat het synthetische leer op natuurlijke wijze drogen in de lucht.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een melaminespons gebruiken die is gedompeld in neutraal reinigingsmiddel. Gebruik deze om het oppervlak schoon te maken.
- Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen.
- Wees voorzichtig bij het reinigen met denim of gekleurde doeken, omdat deze de oppervlakte kunnen kleuren.
- Vermijd langdurig contact met plastic om verkleuring te voorkomen.
- Dek gebieden die in contact komen met haarverf af met een handdoek om verkleuring te voorkomen.

2. Reiniging van kunststof onderdelen

1. Maak een zachte doek vochtig met water of warm water met een neutraal reinigingsmiddel, wring deze uit en veeg de kunststof onderdelen schoon.
 - Gebruik geen chemische middelen zoals thinner, benzine of alcohol.
2. Veeg na met een doek die in schoon water is gedoopt en goed is uitgewrongen.
 - Zorg ervoor dat de doek goed is uitgewrongen voordat u de afstandsbediening schoonmaakt.
3. Laat de kunststof onderdelen op natuurlijke wijze drogen in de lucht.



Vragen en antwoorden

Kunnen mensen die vaak in het ziekenhuis komen vanwege aandoeningen de massagestoel gebruiken?

Deze mensen moeten een arts raadplegen voordat ze de massagestoel gebruiken. Massage, als een vorm van "aanrakings- en drukstimulatie", comprimeert spieren om spanning te verlichten en de bloedcirculatie te bevorderen. Sommige aandoeningen kunnen door massage verergeren. Raadpleeg daarom uw behandelend arts voordat u de stoel gebruikt.

Wat zijn de eisen qua lichaamslengte voor het gebruik van de massagestoel?

De eisen variëren afhankelijk van de lichaamsbouw. Richtlijn:

- Personen korter dan 145 cm of langer dan 185 cm kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van de bovenlichaam- en onderbeen-/voetmassagefuncties. Dit kan leiden tot slecht contact met de voetsteun of gebogen knieën.

Aanbevolen oplossing:

- Kantel de rugleuning en verlaag het onderbeen-/voetmassagegedeelte.
- Masseer de voeten en bovenlichaam afzonderlijk.

Voor kleine personen:

- Verhoog de rugleuning en de voetsteun om beter contact te maken.

Is er iets waar ik speciaal op moet letten bij het verplaatsen van de massagestoel?

- Kantel de rugleuning naar de laagste stand.
- Zit niet op de stoel tijdens het verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer correct is opgerold en niet over de grond sleept.
- Verpak de stoel in beschermend materiaal als de originele doos niet beschikbaar is om schade te voorkomen.

Waar bevindt zich het serienummer van de massagestoel?

Het bevindt zich aan de achterkant van de hoofdunit.

Wat betekenen de geluiden die de stoel maakt tijdens gebruik?

De geluiden zijn normaal en worden veroorzaakt door de constructie van de massagestoel.

Wat als de massagewielen een verschillende intensiteit hebben?

Dit is normaal. Het ontwerp van de stoel maakt gebruik van een afwisselende massagebeweging om een natuurlijke massage-ervaring te simuleren.

Wat kan ik doen als de druk van de airbagmassage te hoog is?

- Stel de intensiteit van de airbagmassage in op "1" met de Airbag-knop.
- Verlaag het onderbeen-/voetmassagegedeelte om de druk op de voeten te verminderen.

Wat is het maandelijkse stroomverbruik van de stoel?

Bij 30 minuten gebruik per dag (in twee sessies van 15 minuten) verbruikt de stoel ongeveer 2,5 kilowattuur per maand.

Probleemoplossing

Veelvoorkomende problemen en oplossingen:

1. **Massagewielen stoppen tijdens gebruik (alle lampjes knipperen):**
 - Dit gebeurt als veiligheidsmaatregel bij te veel externe druk.
 - Schakel de stroom uit, wacht 10 seconden en schakel opnieuw in.
2. **De stoel kan niet achterover leunen (alle lampjes knipperen):**
 - Controleer op obstakels of overmatige druk.
 - Schakel de stroom uit, wacht 10 seconden en probeer opnieuw.
3. **De massagewielen bereiken de schouders of nek niet:**
 - Zorg ervoor dat uw hoofd tegen de nekkussens rust en uw rug tegen de rugleuning leunt.
4. **Massagewielen hebben verschillende intensiteit:**
 - Dit is normaal en komt door het afwisselende ontwerp van de massagekernen.
5. **De stoel start niet:**
 - Controleer of de stroom is ingeschakeld en een programma is geselecteerd.
6. **Beschadigd product (bijvoorbeeld een heet netsnoer):**
 - Neem contact op met een erkend servicecentrum.

Belangrijk:

Bij ongewone geuren, geluiden of vervormingen, schakel de stoel direct uit en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Specificaties

Kenmerk	Specificatie
Productnaam	OGAWA Cosmo X2
Modelnummer	OG7266
Spanning	220-240V~
Frequentie	50-60Hz
Stroomverbruik	100W
Maximale gebruikstijd	15 minuten
Afmetingen - Staand (LxBxH)	1500 x 745 x 1120 mm
Afmetingen - Liggend (LxBxH)	1740 x 745 x 800 mm
Gewicht - Bruto	91,4 kg
Gewicht - Netto	76,4 kg
Kabellengte afstandsbediening	180 cm
Kabellengte netstroom	180 cm
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 35°C
Bedrijfsvochtigheid	20% ~ 80%
Opslagtemperatuur	-5°C ~ 35°C
Opslagvochtigheid	20% ~ 80%
Veiligheidsfuncties	Bescherming tegen oververhitting en stroomstoringen
Maximale gebruikersgewicht	Ongeveer 100 kg

Opmerking:

Voor gebruikers boven 100 kg kan het product meer geluid maken en kan de stofbekleding sneller slijten.