

SPECIALE FUNCTIES



SPOT

De massagekoppen kunnen een bepaald plek masseren.



KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneet tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.



TAPPEN

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.



SHIATSU

Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.



LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.



KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)

De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.



AUTOMATISCH

Specifiek ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.



RUGGELEITE

Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.



CARBON VERWARMING

Diep doordringende koolstof-infrarood-warmte doet de bloedvaten uitzetten, de bloedstroom toenemen en de spiertonus verminderen. Bovendien heeft het een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn aan de hersenen.



VOETZOO L ROLLER

De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijke welbehagen versterkt.



LUCHTGE BIED

Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.



BLUETOOTH

Draadloze gegevensoverdracht.



NUL ZWAARTEKRACHT – GEWICHT-LOOSHEID

Je zet jezelf in de positie van een astronaut – dat “gewichtloze gevoel”.



ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren – ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



KNEED & FLADDER

Een massage die knedende en fladderende technieken combineert.



FLATTERT

Licht kloppen met de handpalm bevordert de bloedcirculatie in de spieren en verstevigt het bindweefsel, terwijl het tegelijkertijd spanningen vermindert.



L-SHAPE

U kan een diepgaande massage van het volledige lichaam verwachten van de nek helemaal tot de billen.



S-LIJN

Met dit automatische programma werken de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is geconstrueerd naar de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.



GEEN RUIMTE

Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend en comfortabel!



2D-MASSAGE

Het 2D-massagemechanisme stelt de massagestoel in staat om je rug te scannen en nauwkeurig de positie van de verschillende delen van je wervelkolom te herkennen.



VERSTELBARE VOETSTEUN

De voetsteun kan worden uitgeschoven en is daardoor aanpasbaar aan verschillende lichaamsgroottes.



LIGGENDE POSITIE

De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het persoonlijke welzijn van de lichaams-houding.



BRAINTRONICS®

Braintronics® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiodiastimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.



SCHOU DER AANPASSEN

De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.



LUCHTINTENSITEIT

Instelbare airbag massage-intensiteit.



3D MASSAGE

Bij deze nieuwe techniek beweegt de massagerobot niet alleen naar boven en beneden, maar ook naar voren en naar achteren.



SCHOU DER GREEP

Gerichte kneedmassage in het schouder/nekgebied – ideaal voor het verlichten van spanningen en pijn in dit gebied.



SNELHEID

De massagesnelheid is instelbaar.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (small, middelmatig en breed).



MUZIEK

Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.



REFLEXOLOGIE

Reflexologie regeneert de voetspieren en heeft een harmoniserende werking op bijna alle organen in uw lichaam.



VOELT ALS MENSENHANDEN

Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale rekrumte is 6,5 cm en de maximale rekhoek is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.



SNELSTART

Met één druk op de snelstartknoppen in uw armleuning kunt u de belangrijkste functies controleren.



DUBBELE SENSOR LICHAAMSSCAN

De massagestoel voert een lichaams-scan uit om de belangrijkste gebieden van de nek en rug met een optimale druk gedurende de gehele massage te garanderen. De scan technologie detecteert de hoogte van uw schouders, die kan worden gewijzigd na de scan, indien nodig.



Product specificaties

Model:	BetaSonic III
Bruto gewicht:	95KG
Netto gewicht:	80KG
Spanning:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominaal vermogen:	220 W
Luchtdruk:	0.022-0.03MPa
Geluid:	≤60dB
Veiligheidsontwerp:	Klasse I
Looptijd:	20 Minuten
Certificaten:	CE ENEC X
braintronics®:	21 Minuten
Dimensies:	
Rechtop:	50 x 76 x 116 cm
Liggend:	95 x 156 x 185 cm



CRÈME



GRUIS/ZWART



CRÈME/BRUIN

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn

Telephone: 05254 / 930980
E-Mail: info@casada.com
Web: www.casada.com



CASADA
HEALTHCARE

BETASONIC III




BetaSonic III – Ontspanning op het hoogste niveau

De BetaSonic III combineert state-of-the-art massagetechnologie met diepe regeneratie. Dankzij de individueel verstelbare rugleuning past de massage past zich perfect aan elke lichaamsgrootte aan.

De diep doordringende koolstof-infrarood-warmte zet Bloedvaten uit, bevordert de bloedsomloop en verlicht spanning en pijn. Een voetmassage met geïntegreerde rollers stimuleert zenuwuiteinden en organen, ontspant de spieren, en verhoogt het algehele welzijn. Daarnaast biedt een zachte, individueel regelbare airbagmassage verlichting voor het hele lichaam. Voor een volledig aangename ervaring biedt de BetaSonic III Bluetooth-functionaliteit voor draadloze muziek streaming.

Dankzij de innovatieve gewichtloosheidspositie, geïnspireerd door ruimtereizen, verdeelt het lichaam optimaal het gewicht en ontlast gewrichten en spieren. Gerichte Shiatsu-massages laten spanning los, terwijl kneed- en tikbewegingen de circulatie stimuleren. Diverse automatische programma's en een optionele warmtefunctie maken de BetaSonic III de perfecte keuze voor ontspanning en regeneratie – altijd en overal, met een eenvoudige druk op de knop.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Het menselijk brein is een complex orgaan dat bestaat uit talloze zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, die constant kleine elektrische impulsen produceren. Elke gedachte, elk geluid en elke indruk wordt overgedragen door deze kleine elektrische impulsen; Het is, om zo te zeggen, de taal van de hersenen.

De som van deze impulsen, wanneer grafisch weergegeven, vormt een golfvorm. Deze golven worden hersengolven genoemd. Met de combinatie van braintronics® audiostimulatie, geleide meditatie en rustgevende massage, kunnen verschillende staten van ontspanning in de hersenen worden bereikt door de stimulatie van hersengolven. Of je nu je concentratie duurzaam wilt verbeteren, diep wilt ontspannen of uzelf verwennen – Alles is mogelijk met een massagestoel van de Casada familie.

